



AXIGATE LINK

Une division du Groupe Equasens



CARELIB EHPAD

La sécurité de vos résidents grâce à la technologie CareSense 100% automatisée & reliée à TITANLINK




Assure la **sécurité de vos résidents** en chambre et dans les parties communes

Permet une **prise en charge plus rapide des chutes**

Avertit en cas d'**intrusions** et de **sorties** de chambre

Assure la **traçabilité** des mouvements inhabituels

Communication instantanée des évènements dans **Carelib, TITANLINK et la téléphonie**



Boîtier de détection de chutes, sorties de lit et intrusion



Médaille d'appel résident

DÉTECTION • SÉCURITÉ • TRAÇABILITÉ • PRÉVENTION

CARELIB : LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE DE VOS RÉSIDENTS

1^{ère} solution d'appels résidents, de détection de chutes & de localisation intégrée au logiciel de l'EHPAD




TECHNOLOGIE CARESENSE & MEDAILLON D'APPEL


- CARELIB repose sur une **technologie de capteurs 3D et d'analyse 100% automatisée** des données issues de ces capteurs (boîtier CARESENSE) et d'un **bouton d'appel porté** (médaillon).
- Discrets, non intrusifs, les capteurs ne prennent pas d'images et se fondent dans l'environnement de l'EHPAD. Le résident est modélisé par un nuage de points permettant d'identifier, à partir de sa posture, des risques et événements indésirables (chute, non-retour au lit...).
- Le **boîtier CareSense** détecte ainsi de nombreux mouvements au sein de la chambre des résidents :
 - de la chute dans la zone du lit
 - du lever nocturne
 - du non retour au lit
 - de l'intrusion
- Les **médaillons d'appel** sont répartis auprès de chaque résident et sont **utilisables en dehors de la chambre**. Ils permettent de localiser en temps réel les résidents au sein de l'établissement à travers les capteurs CareSense installés dans les chambres et les bornes additionnelles installées dans les zones communes.



FONCTIONNEMENT



- 1 Détection d'un événement / Appel d'un résident
- 2 La borne **CareLib** reçoit l'alerte et l'envoie dans l'interface **CareLib** et dans **TITANLINK**
- 3 Une notification est envoyée aux téléphones du personnel
- 4 Le personnel intervient et la prise en charge remonte sur l'interface **CareLib** et **TITANLINK**



LES ALERTES CARELIB LIÉES AU RÉSIDENT DANS TITANLINK



FUGUE



APPEL MÉDAILLON



CHUTE



LEVER NOCTURNE



NON RETOUR AU LIT



INTRUSION EN CHAMBRE